



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ORLAUF MIRAGE



Массажное кресло

Сервисная поддержка



Актуальная инструкция



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры безопасности	5
2. Обзор внешнего вида	8
2.1 Вид спереди и внешние детали	8
2.2 Массажный механизм кресла	10
2.3 Динамики массажного кресла	11
3. Сборка	12
3.1 Распаковка и сборка	12
3.2 Перемещение массажного кресла	14
3.3 Размещение массажного кресла	16
4. Подготовка к использованию	17
4.1 Проверьте пространство вокруг массажного кресла	17
4.2 Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в массажном кресле	18
4.3 Включите питание кресла	19
4.4 Убедитесь, что массажные ролики находятся в стационарном положении	19
5. Включение и выключение массажного кресла	20
5.1 Включение массажного кресла	20
5.2 Запуск сеанса массажа	20
5.3 Подключение по Bluetooth	21
5.4 Пауза и отключение	21
6. Управление массажным креслом	22
6.1 Главное меню	22
6.2 Программы массажа	24
6.3 Проверка показателей здоровья	37
6.4 Настройки	38
7. Чистка и уход	40
7.1 Уход за обивкой из искусственной кожи	40
7.2 Уход за пластиковыми частями кресла	41
8. Анализ и устранение неисправностей	42
9. Порядок заземления	43
10. Спецификация	44
11. Комплектация	45
12. Гарантия	46

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажное кресло Orlauf Mirage, которое сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Регулярное использование этого кресла поможет вам улучшить самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажного кресла, внимательно изучите данное руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании кресла.

Если у вас возникли вопросы по эксплуатации массажного кресла, обратитесь в службу технической поддержки или к уполномоченному дилеру, у которого вы его приобрели.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании массажного кресла необходимо строго соблюдать основные меры предосторожности, изложенные ниже. Это снизит риск возникновения травм и поражения электрическим током.

Внимательно прочитайте следующую информацию перед использованием массажного кресла:

- осторожно вставляйте вилку кресла в электрическую розетку, чтобы избежать риска возгорания или поражения электрическим током;
- для бесперебойной работы массажного кресла настоятельно рекомендуется использовать сетевой фильтр;
- не используйте массажное кресло в местах с высокой влажностью воздуха, например, в сауне, в парной, возле бассейна, в ванной комнате, возле отопительных приборов и т.д.;
- не используйте кресло вне помещений и в местах с прямым солнечным светом;
- всегда отключайте вилку питания от электрической розетки сразу после завершения использования массажного кресла, чтобы предотвратить его повреждение при перепадах напряжения;
- никогда не подключайте и не отключайте вилку питания от розетки мокрыми руками;
- не оставляйте кресло без присмотра, если его используют люди с ограниченными возможностями или дети, либо если оно установлено в месте их нахождения;
- используйте массажное кресло только по прямому назначению, как описано в данной инструкции;
- кресло предназначено для использования только одним человеком одновременно;
- не используйте никакие дополнительные аксессуары, кроме рекомендованных производителем;
- не вставайте, не садитесь и не прыгайте на секции для ног, спинке, и подлокотника кресла; это может привести к травмам или неисправности оборудования;
- всегда своевременно очищайте массажное кресло от загрязнений, пыли и мусора;
- не вставляйте посторонние предметы в отверстия и ниши массажного кресла;
- не тяните за кабель питания, чтобы отключить или передвинуть массажное кресло;
- перед включением массажного кресла проверьте, чтобы возле него не было детей, животных или предметов, которые могут попасть под движущиеся части;
- если во время работы отключилось питание, переведите выключатель питания в положение «О» и затем отключите вилку от розетки; это предотвратит любые проблемы во время повторного включения питания;

- если вы обнаружили какие-либо разрывы в обшивке кресла, обратитесь в сервисный центр и немедленно прекратите использование массажного кресла;
- это массажное кресло предназначено для домашнего использования и не может использоваться в других целях;
- проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть возможные противопоказания к использованию массажного кресла;
- проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажного кресла, если вы беременны, проходите медицинское лечение, используете электронные медицинские импланты (например, кардиостимулятор);
- проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть одно из следующих заболеваний: злокачественные опухоли, болезни сердца, боли в пояснице, искривление или травмы позвоночника, остеопороз или хронические заболевания в состоянии рецидива;
- если вы испытываете боль при использовании массажного кресла, немедленно прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом;
- никогда не используйте массаж на опухших или воспаленных частях тела;
- не используйте массажное кресло более 60 минут за 1 сеанс;
- не используйте массажное кресло в помещениях, где применяются аэрозольные распылители (спреи) или есть большая концентрация кислорода;
- это массажное кресло не является медицинским оборудованием и поэтому не может заменить полноценное медицинское лечение;
- никогда не используйте массажное кресло с пережатыми воздушными шлангами; не допускайте засорения воздушных шлангов и проникновения внутрь волос и любых других посторонних предметов;
- проверяйте контакт кожи с нагреваемыми зонами кресла, чтобы снизить риск получения травм; возникновение сбоев в работе нагревательного элемента и его чрезмерный нагрев могут привести к серьезным ожогам;
- перегрев может быть признаком неправильного использования массажного кресла; если это произошло, немедленно выключите кресло и выньте вилку из розетки;
- перед использованием массажного кресла снимите с себя все украшения, часы и другие аксессуары; также убедитесь, что в карманах нет никаких предметов;
- держите детей подальше от выдвижной секции для ног и других подвижных частей.



Внимание!

- *Не садитесь в кресло в мокрой одежде и не допускайте попадания на него жидкости.*
- *Не допускайте контакта внешней поверхности кресла с колющими и режущими предметами.*
- *Никогда не снимайте чехол кресла и не пытайтесь отремонтировать кресло самостоятельно.*

2. ОБЗОР ВНЕШНЕГО ВИДА

2.1 Вид спереди и внешние детали




Рисунок 1 — Внешние детали массажного кресла




Рисунок 2 – Внешние детали массажного кресла

2.2 Массажный механизм кресла




Рисунок 3 — Детали массажного механизма

2.3 Динамики массажного кресла

Название устройства для подключения по Bluetooth — Orlauf Mirage.




Рисунок 4 — Динамики массажного кресла подключаются по Bluetooth



Примечание: динамики кресла могут быть подключены по Bluetooth только к одному устройству одновременно. Чтобы другие пользователи могли подключиться, сначала отключите Bluetooth на своем устройстве.

3. СБОРКА

3.1 Распаковка и сборка

- Удалите транспортировочные стреп-ленты и поднимите верхнюю часть коробки.
- Опустите секцию ног.
- Извлеките из коробки все комплектующие: инструкцию, кабель питания, планшет управления и подставку для него.




Рисунок 5 — Распаковка



Примечание: при переноске корпуса, ввиду его большого веса, необходимо участие нескольких человек.




Рисунок 6 — Установка и подключение планшета управления

- Снимите защитную пленку с подставки для планшета.
- Поместите планшет управления в подставку, закрепите его винтом и подключите соединительные кабели планшета.
- Подключите кабель питания к разъему в основании кресла.
- Включите кабель питания в сетевую розетку.
- Нажмите кнопку включения питания.

3.2 Перемещение массажного кресла



Внимание! Массажное кресло имеет значительный вес и габариты. Не рекомендуется перемещать его в одиночку.

Вариант 1: перемещение с помощью транспортировочных роликов.

1. Один человек должен придерживать кресло за спинку, второй — за секцию для ног.
2. Аккуратно отклоните кресло на 45 градусов, чтобы оно встало на транспортировочные ролики. Не отклоняйте спинку слишком сильно, кресло может опрокинуться и травмировать человека.




Рисунок 7 — Перемещение массажного кресла с помощью транспортировочных роликов

Вариант 2: перемещение без использования транспортировочных роликов.

1. Крепко ухватитесь правой рукой за нижнюю часть кресла (за опору).
- 2.левой рукой держите нижнюю часть спинки кресла.
3. Поднимите кресло и аккуратно переместите его.




Рисунок 8 — Перемещение массажного кресла без использования транспортировочных роликов

Примечание:



- перед перемещением кресла убедитесь, что оно отключено от электросети;
- не тащите и не толкайте кресло в процессе установки;
- при перемещении не держитесь за пластиковые части или модуль питания во избежание повреждения кресла;
- никогда не перемещайте кресло, если в нем кто-то сидит;
- для защиты напольного покрытия можно подложить защитный коврик под транспортировочные ролики.

3.3 Размещение массажного кресла

1. Установите кресло на расстоянии не менее 15 см от стены.
2. Оставьте перед креслом не менее 25 см свободного пространства для полного раскладывания.




Рисунок 9 — Размещение массажного кресла

Примечание:



- не устанавливайте кресло в помещениях с повышенной влажностью (сауны, ванные комнаты);
- поверхность пола должна быть ровной и нескользкой;
- не используйте кресло в запыленных помещениях, при температуре выше 40°С или рядом с источниками тепла (плитами, духовками и т.д.).

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

4.1 Проверьте пространство вокруг массажного кресла

Перед включением убедитесь, что рядом с креслом нет маленьких детей, домашних животных или посторонних предметов.




Рисунок 10 — Требования к свободному пространству вокруг массажного кресла

4.2 Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в массажном кресле

- Перед началом массажа убедитесь в отсутствии посторонних предметов между любыми частями кресла.
- Не размещайте руки, ладони или голову между спинкой кресла и внутренней поверхностью накидки спинки.
- Не позволяйте домашним животным находиться на массажном кресле, его спинке или подлокотниках.




Рисунок 11 — Части массажного кресла, в которые могут попасть посторонние предметы

4.3 Включите питание кресла

1. Подключите кабель питания к разъему на блоке управления креслом.
2. Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку.
3. Переведите переключатель в положение «I» (включено).




Рисунок 12 — Правильное включение массажного кресла

4.4 Убедитесь, что массажные ролики находятся в стационарном положении

Перед началом массажа убедитесь, что массажные ролики находятся в стационарном (исходном) положении. Если это не так, нажмите кнопку «Вкл» на планшете управления для их возврата в исходное положение.




Рисунок 13 — Правильное положение роликов

5. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

5.1 Включение массажного кресла

1. Убедитесь, что кнопка на задней панели питания находится в положении «0» (выключено).
2. Вставьте штепсель кабеля питания в разъем кресла.
3. Проверьте надежность соединения — штепсель не должен болтаться в гнезде.
4. Включите вилку кабеля питания к электрической розетке.
5. Переключите кнопку питания на задней панели в положение «I» (включено).



Внимание! Не прикасайтесь к кабелю питания, электрической розетке или разъему мокрыми или влажными руками во избежание поражения электрическим током!




Рисунок 14 — Подключение массажного кресла

5.2 Запуск сеанса массажа

1. Займите удобное положение в массажном кресле.
2. Нажмите маленькую кнопку на верхней части планшета управления для его активации.

5.3 Подключение по Bluetooth

1. Включите Bluetooth на вашем смартфоне или другом устройстве.
2. В списке доступных устройств найдите «Orlauf Mirage».
3. Выберите устройство для подключения.
4. После успешного подключения вы можете воспроизводить музыку со своего устройства через встроенные колонки массажного кресла.



Код для подключения по Bluetooth по умолчанию отсутствует.

К массажному креслу одновременно может быть подключено только одно устройство по Bluetooth.

5.4 Пауза и отключение

- Для временной приостановки массажа нажмите на значок «||» на экране планшета.
- Для возобновления сеанса массажа повторно нажмите на эту же кнопку.
- Нажмите на значок остановки на экране планшета для завершения работы кресла.
- Дождитесь, пока спинка кресла полностью поднимется, а секция для ног полностью опустится.
- Покидайте кресло только после того, как механизмы вернуться в исходное положение.
- После завершения сеанса и возврата кресла в исходное положение нажмите кнопку питания на задней панели, переведя ее в положение «О» (выключено).
- При длительном неиспользовании кресла рекомендуется также отключить кабель питания от электрической розетки.



Примечание: не пытайтесь встать с кресла до полного завершения процесса возврата в исходное положение.

6. УПРАВЛЕНИЕ МАССАЖНЫМ КРЕСЛОМ

6.1 Главное меню



Рисунок 15 — Экран. Главное меню



Включение/выключение. При нажатии кнопка загорится, кресло начнет работать после включения.



Предпочтительный язык интерфейса.



Выбор продолжительности массажного сеанса. Доступные варианты: 10, 15, 20, 30, 45 и 60 минут.



Включение/выключение функции прогрева и регулировки температуры.



Настройка громкости.



Активация функции мониторинга показателей здоровья во время сеанса массажа.




Изменение интенсивности и глубины работы 4D.




Пауза/Старт. Нажмите кнопку, чтобы остановить все функции массажа. Нажмите ее еще раз, чтобы продолжить все функции массажа.




Главное меню планшета управления и доступ ко всем функциям кресла.




Точная настройка положения массажных роликов.



Плавное поднятие/опускания спинки кресла. Нажмите и удерживайте для регулировки.



Поднятие/опускание секции для ног. Нажмите и удерживайте для регулировки.



Выдвижение/сокращение длины секции для ног.



Режим Zero-G.

6.2 Программы массажа

ПО ЗОНАМ





Рисунок 16 — По зонам

- **Все тело** - выбор массажа всего тела одновременно.
- **Шея и плечи** - активация массажа только в области шеи и плечевого пояса.
- **Только верх** - включение массажа верхней части тела от шеи до поясницы.
- **Поясница** - направление массажного воздействия на поясничный отдел.
- **Только низ** - активация массажа нижней части тела от поясницы до ног.
- **Ноги и стопы** - включение массажа только для ног и стоп.
- Нажмите кнопку старта, чтобы запустить выбранную программу массажа.
-  - кнопка для возвращения в предыдущее меню.

ЛИЧНЫЕ





Рисунок 17 — Личные программы

- **Спортивный** - программа массажа, оптимизированная для восстановления после физических нагрузок и спортивных тренировок.
- **Мужской** - программа массажа, специально разработанная с учетом анатомических особенностей мужского тела.
- **Женский** - программа массажа, специально разработанная с учетом анатомических особенностей женского тела.
- **Тонус** - программа массажа, направленная на повышение тонуса мышц и общего уровня энергии.
- **Офисный** - программа массажа, разработанная для снятия напряжения после длительного пребывания в сидячем положении.
- **Растяжка** - программа массажа для улучшения гибкости и подвижности суставов.
- Нажмите кнопку старта, чтобы запустить выбранную программу массажа.
-  - кнопка для возвращения в предыдущее меню.

ОСОБЫЕ






Рисунок 18 — Особые программы

- **Йога** - программа массажа, основанная на плавных растягивающих движениях, характерных для йогических практик, помогающих улучшить гибкость тела.
- **Роликовый массаж** - программа глубокого массажа, использующая роликовый механизм для эффективной проработки мышечных зон всего тела.
- **SPA-массаж** - расслабляющая программа массажа, сочетающая различные техники для достижения глубокого расслабления и снятия стресса.
- **Техника Цигун** - программа массажа, основанная на древнекитайской практике цигун и направленная на восстановление энергетического баланса организма.
- **Техника Туи На** - программа массажа, использующая традиционные китайские методики надавливания и растяжения для улучшения циркуляции энергии в теле.
- **Качание** - программа мягких раскачивающих движений, способствующая расслаблению мышц и снятию напряжения во всем теле.
- Нажмите кнопку старта, чтобы запустить выбранную программу массажа.
-  - кнопка для возвращения в предыдущее меню.

МУЗЫКОТЕРАПИЯ



Рисунок 19 — Музыкаотерапия

- **Для души** - прослушивание теплой, уютной мелодии, создающей атмосферу гармонии.
- **Позитив** - включение бодрой композиции, поднимающей настроение и заряжающей энергией.
- **Релакс** - воспроизведение спокойных звуков, способствующих полному расслаблению.
- **Энергия** - включение ритмичной музыки, помогающей взбодриться и восстановить силы.
- **Обновление** - прослушивание освежающей мелодии, дарящей ощущение легкости и внутреннего обновления.
- **Bluetooth** - подключение внешнего устройства и прослушивания собственной музыки.
- Нажмите кнопку старта, чтобы запустить выбранную программу массажа.
-  - кнопка для возвращения в предыдущее меню.

МОИ АВТО




Рисунок 20 — Мои авто. По зонам

- Нажмите на **Мои авто** для сохранения индивидуальной автопрограммы.
- Выберите пользователя.
- Выберите автопрограмму и настройте ее под свои предпочтения.
- Нажмите **Ок**, чтобы сохранить настройки.
- Для удаления сохраненной программы зажмите значок пользователя на 3 секунды.

МОИ РУЧНЫЕ




Рисунок 21 — Мои ручные

- Нажмите на **Мои ручные** для сохранения индивидуальных настроек.
- Выберите пользователя.
- Настройте параметры под свои предпочтения.
- Нажмите **Добавить**, затем **Ок** для сохранения.
- Для удаления сохраненных настроек зажмите значок пользователя на 3 секунды.

ТЕХНИКИ МАССАЖА



Рисунок 22 — Техники массажа

- **Разминание** - глубокий массаж мышц, улучшающий кровообращение и снимающий напряжение.
- **Прокат** - плавный массаж, расслабляющий мышцы и снимающий усталость.
- **Постукивание** - ритмичный массаж, стимулирующий циркуляцию крови и повышающий тонус.
- **Шиаци** - точечный массаж, воздействующий на активные точки и снимающий напряжение.
- **Смешанный** - комбинированный массаж, сочетающий несколько техник для максимального эффекта.
- **Похлопывание** - легкий ударный массаж, улучшающий микроциркуляцию и тонизирующий мышцы.

ЗОНЫ МАССАЖА




Рисунок 23 — Зоны массажа

- **Целиком** - массаж всего тела, включая спину, стопы и икры, улучшающий кровообращение и снимающий общее напряжение.
- **Частичный** - массаж определенных участков тела, расслабляющий мышцы и устраняющий локальный дискомфорт.
- **Точечный** - массаж активных зон с возможностью регулировки положения роликов, воздействующий на ключевые точки и снимающий напряжение.
- **Ролики вверх** - перемещение роликов вверх.
- **Ролики вниз** - перемещение роликов вниз.

ШИРИНА РОЛИКОВ




Рисунок 24 — Ширина роликов

- **Широко** - настройка роликов на максимальный охват, массирующий большую площадь спины и обеспечивающий глубокое расслабление.
- **Средне** - настройка роликов на средний охват, сочетающий широту воздействия и точность для улучшения циркуляции и снятия напряжения.
- **Узко** - настройка роликов на минимальный охват, позволяющий точно воздействовать на проблемные зоны и усилить эффект массажа.

СКОРОСТЬ РОЛИКОВ



Рисунок 25 — Скорость роликов

- **1** - самая низкая скорость роликов, обеспечивающая мягкий и плавный массаж, идеальный для расслабления.
- **2** - слегка увеличенная скорость роликов, создающая комфортный массаж с легким стимулирующим эффектом.
- **3** - умеренная скорость роликов, балансирующая между расслаблением и активной проработкой мышц.
- **4** - повышенная скорость роликов, усиливающая массаж и улучшающая кровообращение в проблемных зонах.
- **5** - высокая скорость роликов, обеспечивающая интенсивный массаж для глубокого снятия напряжения.
- **6** - максимальная скорость роликов, создающая энергичный массаж, тонизирующий мышцы и стимулирующий циркуляцию.

СИЛА АЭРО



Рисунок 26 — Сила аэро

- **1** - минимальная сила воздушно-компрессионного массажа, обеспечивающая мягкий лимфодренажный эффект и легкое расслабление.
- **2** - слегка усиленный воздушно-компрессионный массаж, обеспечивающий лимфодренажный эффект и снимающий поверхностное напряжение.
- **3** - умеренная сила воздушно-компрессионного массажа, обеспечивающая лимфодренажный эффект и эффективно расслабляющая мышцы.
- **4** - повышенная сила воздушно-компрессионного массажа, обеспечивающая лимфодренажный эффект и снимающая усталость.
- **5** - высокая сила воздушно-компрессионного массажа, обеспечивающая интенсивный лимфодренажный эффект и глубокое расслабление.
- **6** - максимальная сила воздушно-компрессионного массажа, создающая мощный лимфодренажный эффект для восстановления и снятия отечности.

ЗОНА АЭРО



Рисунок 27 — Зона аэро

- **Голова** - воздушно-компрессионный массаж головы, обеспечивающий лимфодренажный эффект и снимающий напряжение в этой зоне.
- **Поясница** - массаж поясницы с помощью воздушных подушек, обеспечивающий лимфодренажный эффект и облегчающий усталость.
- **Руки** - воздушно-компрессионный массаж рук, обеспечивающий лимфодренажный эффект и расслабляющий мышцы.
- **Бедро** - воздушно-компрессионный массаж бедер, обеспечивающий лимфодренажный эффект и снимающий напряжение.
- **Ноги** - воздушно-компрессионный массаж ног, обеспечивающий лимфодренажный эффект и уменьшающий отечность.
- **Все тело** - комплексный воздушно-компрессионный массаж, охватывающий все зоны и обеспечивающий полный лимфодренажный эффект.

СКОРОСТЬ РОЛИКОВ СТОП




Рисунок 28 — Скорость роликов стоп

- **Скорость массажа икр** - настройка интенсивности воздействия на эту зону.
- **Скорость массажа стоп** - настройка интенсивности проработки данной области.

6.3 Проверка показателей здоровья

ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА




Рисунок 29 — Показатели анализа

- Приложите палец к биосенсору и удерживайте, полностью закрывая световой индикатор, чтобы начать анализ состояния организма.
- После завершения анализа на экране отобразятся показатели: нижнее артериальное давление, верхнее артериальное давление, уровень микроциркуляции, насыщение крови кислородом и пульс (в ударах в минуту).

6.4 Настройки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH




Рисунок 30 — Подключение Bluetooth

- Нажмите в настройках кресла на значок **Bluetooth**, затем на значок включения, чтобы активировать функцию.
- После этого в меню соединения на вашем смартфоне найдите Orlauf Mirage и подключитесь к нему .
- Это позволит проигрывать музыку со смартфона через встроенные колонки массажного кресла.



По умолчанию код для подключения отсутствует.

Вы можете одновременно подключить только одно устройство по Bluetooth.

ПОДСВЕТКА




Рисунок 31 — Подсветка

- Нажмите на иконку понравившегося цвета для выбора одного из семи цветов подсветки, создающего уникальную атмосферу и усиливающего расслабляющий эффект массажа.
- Нажмите на **Цикличность** для мягкого перетекания между цветами подсветки.

7. ЧИСТКА И УХОД

7.1 Уход за обивкой из искусственной кожи

- Протирайте искусственную кожу мягкой сухой тканью.
- Не используйте концентрированные чистящие средства, растворители и составы, содержащие спирт.
- При использовании специальной ткани для чистки искусственной кожи следуйте инструкции на упаковке.
- Не сушите обивку феном или другими нагревательными приборами.
- Ткань для очистки кресла может быть окрашена. Поэтому будьте осторожны при очистке поверхности кресла джинсовой или цветной тканью.
- Искусственная кожа может обесцветиться от контакта с окрашенными волосами. Рекомендуется подкладывать полотенце между головой и спинкой кресла.
- Для удаления сложных загрязнений слегка смочите меламинавую губку в растворе нейтрального моющего средства, отожмите и аккуратно протрите поверхность.

Если искусственная кожа очень грязная, воспользуйтесь методом очистки, указанным ниже:

- слегка смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства (3-5%) и хорошо отожмите;
- аккуратно протрите загрязненную область;
- чистой влажной тканью удалите остатки моющего средства;
- протрите поверхность сухой мягкой тканью;
- дайте искусственной коже высохнуть естественным образом.

7.2 Уход за пластиковыми частями кресла

- Намочите кусок мягкой ткани в чистой воде или в теплой воде с нейтральным чистящим средством. Выжмите ткань и протрите ею пластиковую поверхность.
- Протрите поверхность мягкой тканью, предварительно смоченной в чистой воде и отжатой.
- Дайте пластиковым деталям высохнуть естественным образом.



- Не используйте для очистки химические моющие средства с содержанием растворителя, бензина или спирта.
- Перед тем, как протереть планшет управления, еще раз тщательно выжмите ткань.




Рисунок 32 — Средства для очищения массажного кресла

8. АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел о наиболее распространенных проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации. Если рекомендации не помогли, свяжитесь с сервисным центром или его представителем.

Таблица 1 — Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажное кресло не работает.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Массажное кресло неправильно подключено к питанию. 2. Автоматическое время сеанса массажного кресла закончилось, поэтому оно выключилось и перешло в режим ожидания. 3. Возможно, вы использовали массажное кресло более 60 минут без перерыва, из-за чего сработала защита от перегрева. 4. На массажное кресло была оказана чрезмерная нагрузка, например, превышен максимальный допустимый вес. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте соответствие напряжения питания массажного кресла напряжению в вашей сети, затем снова подключите кресло. 2. Если хотите продолжить массаж, повторно нажмите кнопку I/O (Вкл/Выкл). 3. Отключите массажное кресло от сети и дайте ему остыть 60 минут. После чего можете использовать массажное кресло снова. 4. Уберите лишнюю нагрузку с массажного кресла и запустите его снова.
Массажное кресло сильно нагрелось.	Массажное кресло непрерывно работало длительное время.	Отключите массажное кресло от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут, после чего вы сможете использовать его снова.
Во время работы массажное кресло издает шум работающих механизмов.	Шум вызван работой моторов и насосов массажного кресла.	Слышимый шум от механизмов является нормой и не свидетельствует о неисправности кресла.

9. ПОРЯДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Массажное кресло должно быть обязательно заземлено. Если оно неисправно или сломано, заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, что уменьшает риск удара током. Массажное кресло оснащено сетевым шнуром с вилкой, имеющей заземляющий провод.



Внимание! Вилка должна быть соединена с розеткой, имеющей заземляющий контакт, и установлена в соответствии со всеми правилами заземления.

Неправильное подключение массажного кресла к сети питания может привести к удару электрическим током. Проверьте правильность подключения с квалифицированным электриком или специалистом сервисного центра. Если вилка массажного кресла не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику для установки подходящей розетки.

Массажное кресло предназначено для питания от сети с напряжением 220 В и оснащено вилкой с заземлением, как показано ниже. Убедитесь, что кресло подключено к розетке, имеющей такую же конфигурацию, что и вилка. Для данного массажного кресла не требуется переходной адаптер сетевой вилки.




Рисунок 33 — Правильное заземление массажного кресла

10. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Mirage
Напряжение питания	220 В
Частота	50 Гц
Мощность	300 Вт
Таймер	10, 15, 20, 30, 45, 60 минут
Максимальное время работы	60 минут
Максимальный вес пользователя	150 кг
Габариты в вертикальном положении (ДхШхВ)	161х90х121 см
Габариты в разложенном положении (ДхШхВ)	176х90х114 см
Габариты упаковки (ДхШхВ)	131х89х128 см
Вес брутто	134 кг
Вес нетто	120 кг
Температура воздуха во время использования	0° - 35 °С
Относительная влажность во время использования	20-80 RH
Температура хранения	5° - 35°С
Относительная влажность во время хранения	20-80 RH
Безопасность	защита от перегрева, короткого замыкания и перегрузки

11. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажное кресло	1 шт.
Планшет управления	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Запасной предохранитель	1 шт.
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Флаер	2 шт.

12. ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем гарантию качества продукции на пять лет. В случае неправильной сборки, неправильной эксплуатации или самостоятельной замены неисправных деталей наша компания снимает с себя всякую ответственность.

Данная продукция предназначена для домашнего использования. Если неисправность возникла в результате коммерческого использования продукта, компания не несет никакой ответственности.

Если изображения продукта отличаются от его фактического внешнего вида, верным считается внешний вид самого продукта.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажного кресла, которые несут незначительно влияют на его основные технические характеристики.



Внимание! Массажное кресло предназначено для домашнего использования!

Импортер	ООО "ДЕМО-СПОРТ" 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабировская ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	ZHEJIANG DOTAST HEALTHCARE EQUIPMENT CO., LTD. No.30 Chiyan Industrial Park, Chuanliao Town, Qingtian County, Lishui City, Zhejiang Province, China TEL: 0086-535-8243917
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	60 месяцев

Оборудование сертифицировано в соответствии с ТР ТС.



ORLAUF

